

Prior to use, carefully read the instructions for use.



FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILICONE FOR CHECKING FIT AND OCCLUSAL CONTACT

For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

- To check the fit of dental prosthetic appliances.
 - Crown: margin, proximal surface, occlusal surface
 - Precast post: fit of post
 - Inlay: margin, proximal surface
 - Denture: mucosal surface
- To check occlusal contact

CONTRAINDICATIONS

In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

PRECAUTION

When extruding or mixing FIT CHECKER ADVANCED BLUE, care should be taken to avoid mixing or contact with the following materials which may delay or prevent setting: Catalyst for condensation silicone impression materials, polysulfide impression materials, eugenol materials, sulfur, latex, oil, acrylates, glycerol and spray-type or ointment-type topical surface anesthesia (e.g. lidocaine).

DIRECTIONS FOR USE

CARTRIDGE LOADING AND DISPENSING

- Lift the release lever of GC CARTRIDGE DISPENSER II and pull the piston plunger all the way back into dispenser. Lift the cartridge holder of dispenser and load cartridge, ensuring that the V-shaped notch on the flange of the cartridge is facing down. Push the cartridge holder down to hold the cartridge firmly in place.
- Lift the release lever and push the piston plunger forward until it engages into the cartridge.
- Remove the cartridge cap by rotating 1/4 turn anti-clockwise. Tilt the cap downward and peel it away from the cartridge. Gently squeeze the dispenser handle to extrude a small amount of material from the two openings at the end of the cartridge. Make sure that base and catalyst come out evenly.
- Align the V-shaped notch on the rim of the MIXING TIP II to the V-shaped notch between the cartridge barrels. Push firmly to attach the mixing tip. Then rotate the colored collar of the mixing tip 1/4 turn clockwise to the end of the cartridge. The dispenser is now ready for use.
- Squeeze the handle several times to extrude the material. After use, do not remove the MIXING TIP II as this will become the storage cap until next use. When replacing the MIXING TIP II, rotate the collar on the mixing tip 1/4 turn anti-clockwise to align the V-shaped notch on the cartridge. Tilt the mixing tip downward and peel it away from the cartridge.
- Remove the old mixing tip prior to next use. Before attaching a new tip, gently extrude a small amount of material to ensure that base and catalyst are flowing evenly from both openings. If the materials should fail to extrude, remove any hardened materials from the end of the cartridge.
- To replace the cartridge, lift the release lever and retract the piston plunger fully. Remove the empty cartridge by lifting the cartridge holder and load a new one into the dispenser.

FIT CHECKING

- Apply the mixture to the internal surface of the prosthetic appliance and seat it in the mouth. Working time is 1 minute from start of mix at 23°C (73.4°F) Hold in position for 1 minute until the material is set.
- Remove the prosthesis using a suitable instrument. Check the thickness of FIT CHECKER ADVANCED BLUE to assess the fit of the prosthesis. A suitable fit is shown by being uniformly covered with a thin film. If there is a spot where the film appears to be extremely thin or thick, it should be corrected using standard techniques.
- After assessment, remove the material and clean the prosthesis. Note:
 - Do not use FIT CHECKER ADVANCED BLUE on surfaces relined with silicone based soft relining material, as it would be difficult to remove.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE is highly flowable material. Care should be taken to ensure the material does not flow into the patient's throat.
 - Avoid desiccation of tooth and surrounding tissue when applying FIT CHECKER ADVANCED BLUE.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE has unique chemistry that allows it to polymerize faster in the oral cavity than at room temperature. Therefore to determine setting, examine material in the mouth since material on bench will yield a false result.
 - Higher temperatures shorten the working time and lower temperatures increase working time.

OCCLUSAL CONTACT

- Apply the mixture on the occlusal surface and let the patient slowly occlude. Hold in position for 1 minute until the material is set.
- After FIT CHECKER ADVANCED BLUE has set, remove the prosthesis from the mouth and assess the occlusal contacts.
- Rinse the impression under running tap water and disinfect with an appropriate disinfectant. Note:
 - Block out the undercut using wax materials when taking occlusal registration of patients with orthodontic appliances.
 - When taking the occlusal registration on a model, apply a thin layer of petroleum jelly on the model or prosthesis before applying FIT CHECKER ADVANCED BLUE.

COLOR

BLUE

STORAGE

Store at room temperature away from direct sunlight (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Shelf life: 2 years from date of manufacture)

PACKAGES

FIT CHECKER ADVANCED BLUE

Two cartridge package: Cartridge 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II S x 3, MIXING TIP II SS x 3

CAUTION

- In case of contact with oral tissue or skin, remove and flush with water.
- In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
- Do not mix FIT CHECKER ADVANCED BLUE with components of any other products.
- Avoid getting material on clothing as it is difficult to remove.
- In case of contact with skin, remove the material after setting. If removed before setting, the material may stain your skin.
- Take care to avoid ingestion of the material.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS.

Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gceurope.com> or for the Americas <http://www.gcamerica.com> They can also be obtained from your supplier.

Last revised : 01/2016



MANUFACTURED by
GC DENTAL PRODUCTS CORP.
2-285 Torimatsu-cho, Kasugai, Aichi 486-0844, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1 Hasunuma-cho, Iiabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

EU : GC EUROPE N.V.
Researchpark Haasrode-Leuven 1240, Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven, Belgium TEL: +32 16 74 10 00

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alsip, IL 60803 U.S.A.
TEL: +1-708-597-0900

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
11 Tanjong Pagar Centre, #03-05, Singapore 0628729
TEL: +65 6546 7588

PRINTED IN BELGIUM

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen.



FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

VPES SILIKON ZUR KONTROLLE DER PASSGENAUIGKEIT UND OKKLUSALER KONTAKTE

Nur von zahnmedizinischem Fachpersonal für die angegebenen Indikationen zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Zur Kontrolle der Paßgenauigkeit von
 - *Kronen : marginale, approximale und okklusale Flächen
 - *Stiften : Paßgenauigkeit des Stiffs
 - *Inlays : marginale, approximale Flächen
 - *Prothesen : Schleimhaut
- Die Überprüfung der Bissituation

Kontraindikationen

In seltenen Fällen kann das Produkt Sensibilitäten auslösen. Wenn entsprechende Reaktionen auftreten, sollte das Produkt nicht weiter verwendet und ein Arzt aufgesucht werden.

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Entnahme von FIT CHECKER ADVANCED BLUE sollte darauf geachtet werden, den Kontakt mit folgenden Materialien zu vermeiden, da die Vermischung mit diesen Materialien die Abbindefähigkeit verlangsamen oder gar verhindern könnte: Katalysator für Kondensations-Silikon- Abformmaterialien, Polysulfid-Abformmaterialien, eugenolhaltige Materialien, Schwefel, Latex, Öl, Acrylate, Glycerol und oberflächliche Anästhetika in Spray - oder Salbenform (z.B. Lidocain).

VERARBEITUNGSANLEITUNG

LADEN UND ANWENDUNG DES DISPENSERS

- Den Hebel am GC Cartridge Dispenser II anheben und den Kolben ganz zurück schieben. Den Kartuschenhalter geöffnet lassen und die Kartusche einlegen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die V-förmige Einkerbung am Ende der Kartusche nach unten zeigt. Jetzt wird der Kartuschenhalter wieder nach unten gedrückt, um die Kartusche fest im Dispenser zu verankern.
- Den Dispenserkolben soweit nach vorne zur Kartusche schieben, wie es geht.
- Die Kappe mit einer Vierteldrehung entgegen dem Uhrzeigersinn von der Kartusche schrauben und komplett abheben. Jetzt vorsichtig auf den Dispenser drücken, bis aus beiden Öffnungen der Kartusche ein wenig Material austritt. Es sollte sich jeweils um die gleiche Menge handeln.
- Den MIXING TIP II, der ebenfalls eine V-förmige Einkerbung hat, an der Stelle der Einkerbung der Kartusche auf diese aufdrehen. Dies geschieht mit einer Vierteldrehung im Uhrzeigersinn. Nun sind alle Vorbereitungen zur Verwendung abgeschlossen.
- Nun muss der Hebel der Kartusche mehrfach zusammengedrückt werden, um das Material aus dem Mixing Tip auszu drücken. Nach der Verwendung belassen Sie einfach den MIXING TIP II auf der Kartusche als Verschlusskappe bis zum nächsten Gebrauch. Zur Abnahme des MIXING TIP II diesen einfach entgegen des Uhrzeigersinnes abdrehen.
- Bei der nächsten Verwendung sollte der alte Mixing Tip von der Kartusche abgedreht werden und ein wenig Material aus der Kartusche gepresst werden, um sicherzugehen, dass aus beiden Öffnungen der Kartusche gleich viel Material kommt. Wenn nicht genug Material aus der Kartusche herauskommt, entfernen Sie eventuell fest gewordene Reste von den Öffnungen.
- Um die Kartusche aus dem Dispenser zu nehmen, muss der Dispenserkolben wieder ganz zurück geschoben werden. Dann kann die Kartusche, nachdem der Kartuschenhalter nach oben geklappt worden ist, entnommen und eine neue Kartusche eingelegt werden.

PASSGENAUIGKEITSÜBERPRÜFUNG

- Die Mischung auf die prothetische Arbeit geben und sie in den Mund einsetzen. Die Verarbeitungszeit beträgt 1 Minute von Mischbeginn bei 23°C (73.4°F). Diese Position für 1 Minute halten bis das Material abgeunden ist.
- Entnahme der prothetischen Arbeit mit einem geeigneten Instrument. Die Schichtstärke von FIT CHECKER ADVANCED BLUE überprüfen, um die Passgenauigkeit zu beurteilen. Eine gute Passung zeigt sich bei einer einheitlichen dünnen Schichtstärke des Materials. Sind Bereiche extrem dünn oder dick müssen diese in bekannter Technik korrigiert werden.
- Entfernen Sie das Material nach der Beurteilung und reinigen Sie die prothetische Arbeit. Merke:
 - Verwenden Sie nicht FIT CHECKER ADVANCED BLUE auf Oberflächen die mit silikonbasierten weichen Unterfütterungsmaterialien ergänzt wurden, da das Entfernen schwierig wird.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE ist ein hochfließfähiges Material. Bitte achten Sie darauf, dass das Material nicht in den Rachen des Patienten läuft.
 - Vermeiden Sie Trockenheit auf Zähnen und Schleimhaut wenn Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE auftragen.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE hat einzigartige chemische Eigenschaften, die eine schnellere Abbindung im Mund als außerhalb erzeugen. Daher sollte die Abbindegeschwindigkeit des Mundes überprüft werden.
 - Höhrere Temperaturen verkürzen die Abbindezeit, während gerin gere Temperaturen diese verlängern.

OKKLUSALE REGISTRIERUNG

- Tragen sie die Mischung auf die okklusalen Bereiche auf und lassen Sie den Patienten langsam zubeissen. Halten Sie diese Position für 1 Minute bis das Material abgeunden ist.
- Nach dem Abbinden können Sie das Material aus dem Mund entfernen und die Okklusionskontakte beurteilen.
- Spülen Sie den Abdruck unter fließendem Wasser und desinfizieren Sie ihn mit einem geeigneten Desinfektionsmittel. Merke:
 - Blocken Sie den Unterschnitt mit Wachsmaterialien aus wenn Sie okklusale Registrierungen bei Patienten mit kieferorthopädischen Apparaturen anwenden.
 - Wenn Sie eine okklusale Registrierung auf einem Modell herstellen wollen, tragen Sie eine dünne Schicht Vaseline auf das Modell oder die prothetische Arbeit auf, bevor Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE auftragen.

FARBE

BLAU

LAGERUNG

Lagerung bei Raumtemperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung (15°-25°C, 59-77°F). (Haltbarkeit : 2 Jahre ab Produktionsdatum).

HANDELSFORMEN

Doppelkartuschenpackung : Kartusche 56g (48mL) x 2, MIXING TIP II SS x 3, MIXING TIP II S x 3

ACHTUNG

- Bei Kontakt mit Schleimhaut oder der Haut, entfernen und mit Wasser ausspülen.
- Bei Kontakt mit Augen, sofort mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Mischen Sie FIT CHECKER ADVANCED BLUE nicht mit Komponenten anderer Produkte.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Kleidungsstücken, da das entfernen schwierig ist.
- Bei Kontakt mit der Haut entfernen Sie das Material erst nach der Abbindung. Wenn Sie das Material vor dem Aushärten entfernen, kann es zu Verfärbungen der Haut kommen
- Das Verschlucken des Materials ist zu vermeiden.

Einige Produkte, auf die in der vorliegenden Gebrauchsanleitung Bezug genommen wird, können gemäß dem GHS als gefährlich eingestuft sein.

Machen Sie sich immer mit den Sicherheitsdatenblättern vertraut, die unter folgendem Link erhältlich sind: <http://www.gceurope.com> In Amerika gilt folgender Link: <http://www.gcamerica.com> Die Sicherheitsdatenblätter können Sie außerdem bei Ihrem Zulieferer anfordern.

Letzte Aktualisierung : 01/2016

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions d'emploi



FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

SILICONE VPES POUR VERIFICATION DE L'AJUSTAGE ET DES CONTACTS OCCLUSAUX

Utilisation uniquement par un professionnel de l'Art dentaire et selon les recommandations d'utilisation.

INDICATIONS

- Pour vérifier l'ajustage des:
 - *Coronnes : joint cervical, surface proximale, surface occlusale
 - *Tenons coulés : ajustage
 - *Inlays : margin, surface proximale
 - *Prothèses : contact muqueuse
- Pour vérifier l'enregistrement occlusal

CONTRE INDICATIONS

Dans de rares cas, ce produit peut entraîner une réaction allergique. Si tel est le cas, cessez de l'utiliser et consultez un médecin.

PRECAUTIONS

Lors de l'extraction d'FIT CHECKER ADVANCED BLUE, prenez soin d'éviter tout mélange ou contact avec les matériaux suivants car ils pourraient différer ou altérer la prise: catalyseur des matériaux d'empreinte par condensation, matériaux d'empreinte polysulfides, matériau à base d'eugenol, sulfure, latex, huile, acrylates, glycérol, anesthésiant de surface en spray ou crème topique (ex: lidocaïne).

MODE D'EMPLOI

CHARGEMENT ET DISTRIBUTION DE LA CARTOUCHE

- Soulevez le levier de la cartouche et poussez le piston du CARTRIDGE DISPENSER II (appelé pistolet Distributeur ci-après) complètement vers l'arrière. Placez la cartouche dans le distributeur et chargez-la en vous assurant que l'encoche en forme de V sur le rebord de la cartouche est face à vous.
- Levez le verrou (capuchon basculant) de la cartouche et poussez le piston jusqu'à ce qu'il s'engage dans la cartouche.
- Retirez le capuchon de la cartouche en le faisant pivoter d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pressez doucement la gâchette du pistolet distributeur pour faire sortir une petite quantité de produit des deux extrémités de la cartouche. Assurez-vous que la base et le Catalyseur sortent bien de la cartouche.
- Alignez l'encoche en forme de V à l'embout de mélange sur l'encoche en forme de V entre le corps de la cartouche. Poussez fermement afin de fixer l'embout de mélange. Puis, tournez le bout coloré de l'embout de mélange d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre au bout de la cartouche. Le distributeur peut à présent être utilisé.
- Pressez plusieurs fois la gâchette pour extraire le matériau. Après utilisation, l'embout mélangeur (mixing tip) doit rester en place, servant ainsi de protection jusqu'à l'emploi suivant. Lorsque vous remplacez un embout de mélange, effectuez une rotation du bord de l'embout d'1/4 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aligner l'encoche en forme de V sur la cartouche. Inclinez l'embout de mélange vers le bas et détachez-le de la cartouche.
- Retirez le vieil embout de mélange avant toute nouvelle utilisation. Avant d'attacher un nouvel embout, extraire doucement une petite quantité de matériau pour s'assurer que la base et le catalyseur s'écoulent des deux ouvertures. Si les matériaux s'extraient difficilement, retirez les matériaux durs à l'extrémité de la cartouche.
- Pour remplacer la cartouche, relevez le verrou (levier de dégagement) et retirez complètement le piston. Enlevez la cartouche vide en soulevant le capuchon basculant de la cartouche et chargez une nouvelle cartouche dans le distributeur.

VERIFICATION DE L'AJUSTAGE

- Appliquez le mélange sur la surface interne de la pièce prothétique et repositionnez en bouche. Le temps de travail est de 1 minute à partir du début du mélange à 23°C (73.4°F) Maintenez en position pendant 1 minute jusqu'à ce que le matériau prenne.
- Retirez la prothèse avec un instrument adapté. Vérifiez l'épaisseur du FIT CHECKER ADVANCED BLUE pour constater l'adaptation de la prothèse. Un ajustement approprié se traduit par une couche fine uniforme. Si par endroit le film apparaît trop fin ou trop épais, la prothèse devra être ajustée selon les techniques classiques.
- Après vérification, retirez le matériau et nettoyez la prothèse. Note:
 - Ne pas utiliser FIT CHECKER ADVANCED BLUE sur une surface rebasée avec un matériau de rebasage souple à base de silicone car il serait alors difficile à retirer.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE est un matériau très fluide. Des précautions doivent être prises afin que le matériau ne s'écoule pas dans la gorge du patient.
 - Éviter le dessèchement de la dent et des tissus environnants lorsque vous appliquez FIT CHECKER ADVANCED BLUE.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE a une composition chimique unique qui lui permet de polymériser plus rapidement en bouche qu'à température ambiante. Aussi pour déterminer la prise, examinez le matériau en bouche sinon les résultats seront inexacts. Le matériau à température ambiante ne prendra pas dans un temps acceptable.
 - Des températures plus élevées raccourciront le temps de travail et les températures plus basses augmenteront le temps de travail.

ENREGISTREMENT OCCLUSAL

- Appliquez le mélange sur la surface occlusale et demandez au patient d'occlure doucement. Maintenez en position pendant 1 minute jusqu'à ce que le matériau prenne.
- Après la prise, retirez de la bouche et vérifiez les contacts occlusaux.
- Rincez l'empreinte sous eau courante et désinfectez avec un désinfectant approprié. Note:
 - Bloquez les contre-dépouilles avec de la cire lors de l'enregistrement occlusal des patients portants des appareils orthodontiques.
 - Lors de l'enregistrement occlusal sur modèle, appliquez une fine couche de Vaseline avant d'appliquer le FIT CHECKER ADVANCED BLUE.

TEINTE

BLEU

CONSERVATION

Conservez à température ambiante et loin de la lumière directe du soleil (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Péremption : 2 ans à partir de la date de fabrication).

CONDITIONNEMENT

Coffret de 2 cartouches : 2 Cartouches 56g (48mL), 3 embouts de mélange II SS, 3 embouts de mélange II S

ATTENTION

- En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer immédiatement et rincer aussitôt avec de l'eau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau et demander un avis médical.
- Ne pas mélanger le FIT CHECKER ADVANCED BLUE avec d'autres composants ou produits.
- Éviter tout contact du matériau sur les vêtements, celui-ci étant difficile à nettoyer.
- En cas de contact avec la peau, retirez le matériau après la prise. Si vous le retirez avant, il pourrait colorer votre peau.
- Ne pas ingérer ce matériau.

Certains produits mentionnés dans ce mode d'emploi peuvent être considérés comme dangereux selon le GHS. Consulter les fiches de sécurité disponibles sur <http://www.gceurope.com> et pour les États-Unis <http://www.gcamerica.com> Vous pouvez également les obtenir auprès de votre distributeur.

Dernière révision : 01/2016

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.



FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

SILICOVINILPOLIETERE PER LA VERIFICA DEI PUNTI DI FRIZIONE E DI PRESSIONE DELLE PROTESI

Per uso esclusivamente professionale odontoiatrico nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

- Per controllare l'adattamento di
 - *Corone : margini, superfici prossimali, superfici occlusali.
 - *Perni moncone : adattamento dei perni.
 - *Inlay : margini, superfici prossimali.
 - *Protesi : superfici delle mucose.
- Per controllare la registrazione occlusale.

CONTRAINDICAZIONI

In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni, interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

PRECAUZIONI

Quando si estrae FIT CHECKER ADVANCED BLUE è opportuno fare attenzione che il prodotto non venga a contatto o venga miscelato con i materiali indicati di seguito in quanto potrebbero ritardare o impedire la presa: catalizzatore per materiali per impronta a base di silicone a condensazione, materiali per impronte in polisolfuri, materiali contenenti eugenolo, zolfo, lattice, olio, acrilati, gliceroli, anestetico superficiale per uso topico tipo spray o liquido (ad esempio lidocaína).

ISTRUZIONI PER L' USO

CARICAMENTO DELLA CARTUCCIA ED EROGAZIONE

- Sollevare la leva di rilascio del GC CARTRIDGE DISPENSER II e arretrare completamente lo stantuffo a pistone. Sollevare il portacartuccia dell' erogatore e caricare la cartuccia, accertandosi che la tacca a V posta sulla flangia della cartuccia sia rivolta verso il basso. Spingere il porta-cartuccia in basso per tenere ferma in situ la cartuccia.
- Sollevare la leva di rilascio e spingere lo stantuffo a pistone fino a quando non aggancia la cartuccia.
- Rimuovere il cappuccio della cartuccia ruotando in senso antiorario di 1/4 di giro. Piegar e il cappuccio verso il basso e staccarlo dalla cartuccia. Premere delicatamente la leva dell'erogatore per estrarre una piccola quantità di materiale dalle due aperture poste sull'estremità della cartuccia. Accertarsi che la base e il catalizzatore escano senza ostacoli.
- Allineare la tacca a V posta sul bordo della PUNTA DI MISCELAZIONE II con la tacca a V posta tra i due serbatoi della cartuccia. Spingere con decisione per collegare la punta di miscelazione, quindi ruotare il colletto colorato della punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso orario fino a raggiungere l'estremità della cartuccia. A questo punto l'erogatore è pronto all'uso.
- Premere la leva più volte per estrarre il materiale. Dopo l'uso non rimuovere la PUNTA DI MISCELAZIONE II in quanto fungerà da tappo per conservare il materiale fino all'uso successivo. Quando si deve sostituire la PUNTA DI MISCELAZIONE II, ruotare il collare sulla punta di miscelazione di 1/4 di giro in senso antiorario per allineare la tacca a V sulla cartuccia. Piegar e verso il basso la punta di miscelazione e staccarla dalla cartuccia.
- Prima di montare una punta nuova, estrarre delicatamente una piccola quantità di materiale per accertarsi che la base e il catalizzatore fuoriescano in modo uniforme da entrambe le aperture. Se il materiale non esce, togliere tutto l'eventuale materiale indurito rimasto sull'estremità della cartuccia.
- Per sostituire la cartuccia, sollevare la leva di rilascio e arretrare completamente lo stantuffo a pistone. Togliere la cartuccia vuota sollevando il porta-cartuccia e caricare una nuova cartuccia nell'erogatore.

CONTROLLO DELL'ADATTAMENTO

- Applicare il prodotto miscelato sulla superficie interna del manufatto protesico e procedere con il posizionamento in bocca. Il tempo di lavoro è pari a 1 minuto dall'inizio della miscelazione a 23°C (73.4°F). Tenere in posizione per 1 minuto fino all'avvenuto indurimento del materiale.
- Rimuovere la protesi utilizzando uno strumento idoneo. Controllare lo spessore di FIT CHECKER ADVANCED BLUE per valutare l'adattamento della protesi. Se la superficie risulta coperta uniformemente da uno strato sottile di film, l'adattamento è corretto. Se invece ci sono punti in cui il film appare estremamente sottile o eccessivamente spesso, è necessario apportare correzioni impiegando le tecniche consuete.
- Dopo aver valutato l'adattamento, eliminare il materiale e pulire la protesi. Note:
 - Non usare FIT CHECKER ADVANCED BLUE su superfici ribasate con materiale morbido per ribasatura a base di silicone in quanto la rimozione del materiale risulterebbe difficoltosa.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE è un materiale molto fluído. Fare attenzione che il materiale non coli nella gola del paziente.
 - Evitare che i denti e il tessuto circostante si seccino eccessivamente durante l'applicazione di FIT CHECKER ADVANCED BLUE.
 - FIT CHECKER ADVANCED BLUE ha una chimica speciale che gli permette di polimeriz zare più rapidamente nella cavità orale rispetto alla temperatura ambiente. Pertanto, per capire se il materiale si è indurito è necessario esaminare il materiale in bocca poiché il materiale al banco darebbe un risultato falso.
 - A temperature superiori il tempo di lavoro diminuisce, mentre a temperature inferiori il tempo di lavoro aumenta.

REGISTRAZIONE OCCLUSALE

- Applicare il materiale miscelato sulla superficie occlusale e chiedere al paziente di occludere delicatamente. Tenere in posizione per 1 minuto fino all'avvenuto indurimento del materiale.
- Una volta che il materiale si sarà indurito, estrarlo dalla bocca e valutare i contatti occlusali.
- Sciacquare l'impronta sotto acqua corrente e disinfettarla con un disinfettante idoneo. Note:
 - Bloccare i sottosquadri utilizzando della cera quando si esegue la registrazione occlusale su pazienti portatori di apparecchi ortodontici.
 - Quando si rievla la registrazione occlusale su un modello, applicare un sottile strato di gelatina a base di petrolio sul modello o sulla protesi prima di applicare FIT CHECKER ADVANCED BLUE.

COLOR

BLU

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, lontano dalla luce solare diretta (15 - 25°C, 59 - 77°F). (Data di scadenza : 2 anni dalla data di produzione).

CONFEZIONI

Confezione da due cartucce : 2 Cartucce 56g (48mL), 3 punte di miscelazione MIXING TIP II SS, 3 punte di miscelazione MIXING TIP II S

ATTENZIONE

- In caso di contatto con i tessuti orali o la pelle, rimuovere e sciacquare con acqua.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua e chiamare un Medico.
- Evitare di mischiare FIT CHECKER ADVANCED BLUE con componenti di qualunque altro prodotto.
- Non rovesciare il prodotto su capi di abbigliamento poiché è difficile da rimuovere.
- In caso di contatto con la cute, rimuovere il materiale dopo che questo si sarà indurito. Se viene rimosso prima dell'indurimento, il materiale può lasciare macchie sulla pelle.
- Evitare di ingerire il materiale.

Alcuni prodotti a cui si fa riferimento nelle istruzioni d'uso possono essere classificati come pericolosi secondo il GHS. Fate costante riferimento alle schede di sicurezza disponibili su: <http://www.gceurope.com> o per le Americhe <http://www.gcamerica.com> Possono anche essere richieste al fornitore.

Ultima revisione : 01/2016

Antes de usar,lea detenidamente las instrucciones de uso.



FIT CHECKER™ ADVANCED BLUE

SILICONA DE VPES PARA COMPROBAR EL AJUSTE Y CONTACTO OCLUSAL

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

- Para verificar el ajuste de
 - *Coronas : margen, superficie proximal, superficie oclusal.
 - *Postes prefabricados : ajuste del poste.
 - *Inlays : margen, superficie proximal.
 - *Prótesis : contacto de la mucosa.
- Para comprobar el registro oclusal.

CONTRAINDICACIONES

En raros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas personas. Si se experimenta alguna reacción, suspenda el uso del producto y diríjase al médico.

PRECAUCIONES

Cuando extraiga FIT CHECKER ADVANCED BLUE, tenga especial cuidado para evitar que se mezcle o tome contacto con los siguientes materiales, ya que eso podría retrasar o impedir el fraguado: el catalizador de materiales de impresión de siliconas de condensación, materiales de impresión polisulfuros, materiales que contengan eugenol, sulfuros, látex, aceite, acrilatos, glicerol, anestésias de aplicación tópica en formato spray o pomada (por ejemplo, lidocaína).

ISTRUCCIONES DE USO

CARGA DE CARTUCHO Y DISPENSADO

- Levante la palanca de liberación del dispensador GC CARTRIDGE DISPENSER II y tire del émbolo del pistón hacia atrás del todo del dispensador. Levante la boquilla del dispensador y cargue el cartucho, asegurándose de que la muesca en forma de V ajusta con el borde del cartucho. Empuje hacia abajo la boquilla del cartucho para ajustarlo perfectamente.
- Levante la palanca de liberación y empuje el émbolo del pistón hasta que encaje dentro del cartucho.
- Retire la tapa del cartucho girando 1/4 en sentido contrario a las agujas del reloj. Incline el tapón hacia abajo y retírelo del cartucho. Con cuidado, apriete la palanca del dispensador para dejar salir una pequeña cantidad de material de las dos puntas. Asegúrese que base y catalizador salen uniformemente.
- Alinee la muesca en forma de V con el borde de la punta de mezcla MIXING TIP II para que la muesca en forma de V encaje en las guías del cartucho. Apriete fuertemente para fijar la punta de mezcla. A continuación haga girar la cabeza de la punta de mezcla 1/4 en sentido de las agujas del reloj hasta el tope

