ERNST HINRICHS GmbH

Tandheelkundige en gipspreparaten

Puimsteenpoeder

Verwerkingsinstructies

Puimsteenpoeder is verkrijgbaar in grove, middelgrote en fijne korrelgroottes.

Vanwege de antibacteriële en antivirale eigenschappen wordt aanbevolen om puimsteendesinfectiemiddel in plaats van water te gebruiken. Doe het puimsteendesinfectiemiddel in de polijstbak en vul deze met puimsteenpoeder tot een pasta-achtige massa ontstaat. Neem de pasta met de hand op, zonder dat deze tussen uw vingers uitloopt, om een goede hechting aan het te polijsten object te garanderen.

Het is belangrijk om de te polijsten plastic oppervlakken vochtig te houden met vochtig puimsteenpoeder om oververhitting te voorkomen.

Voor het voor polijsten kunnen in de handel verkrijgbare borstels worden gebruikt. Linnen polijstborstels en geitenharen borstels zijn meestal voldoende om oneffenheden goed op te schuren en tegelijkertijd een extreem glad oppervlak te creëren.

Het hoogglans polijsten kan vervolgens op de gebruikelijke manier worden uitgevoerd.

Korrelgrootte: grof, middel, fijn

Verpakking voor puimsteenpoeder: zak van 5 kg, emmer van 5 kg, emmer van 10 kg, papieren zak van 25 kg, kartonnen doos van 20 kg

Verpakking voor puimsteen desinfectiemiddel: 1.000 ml, 5.000 ml

MR 01/2009

ERNST HINRICHS GmbH
Borsigstr. 1
D-38644 Goslar
Tel.: +49 (0) 53 21 - 5 06 24 / 25
Fax: +49 (0) 53 21 - 5 08 81
info@hinrichs-dental.de
www.hinrichs-dental.de