

Innovatief ontwerp

Eerste thermovormfolie met twee verschillende hardheidsniveaus

1. Maximaal draagcomfort

De op maat gemaakte gebitsbeschermer heeft een optimale pasvorm. Tijdens het sporten stabiliseert het geïntegreerde, licht gebogen blokje de tanden in de onderkaak.

2. Combineerbaar

Afscherming zorgt ervoor dat het behandelproces niet wordt beïnvloed bij het gebruik van beugels.

3. Groot effect

Het dragen van een gebitsbeschermer vermindert het risico op letsel aan de lippen, tanden, kaak en kaakgewrichten aanzienlijk.

4. Schokabsorberend

De impactkracht wordt elastisch geabsorbeerd en met een vertraging, op een afgezwakte manier, doorgegeven.

5. Hygiënisch

Voor een milde verzorging zijn **CETRON®** reinigingspoeder, tandenborstel en tandpasta geschikt.

Een perfect passend gezichtsmasker

In slechts een paar stappen

① Overleg met uw tandarts

Uw tandarts adviseert u of uw kind bij het kiezen van de optimale gebitsbeschermer, specifiek afgestemd op de sport of vrijetijdsactiviteit die u beoefent.

② Afdrukken

Een afdruk van de boven- en onderkaak vormt de basis voor de vervaardiging van de sportgebitsbeschermer.

③ Fabricage van de gebitsbeschermer

Deze wordt nauwkeurig en individueel vervaardigd in het laboratorium. De gebitsbeschermer bedekt de boventanden en heeft een lichte inkeping voor de ondertanden.

④ Aanpassen en controle

Uw tandarts controleert de pasvorm regelmatig en past deze indien nodig aan.

Aangeboden door:

Perfectionist

Om een glimlach te beschermen

Het optimale en veilige gezichtsmasker
voor elke toepassing.

BIOPLAST®

BIOPLAST®

Wat is het?

BIOPLAST® is een hoogwaardig ethyleen-vinylacetaat (EVA) dat zich kenmerkt door eersteklas dempende eigenschappen en een uitstekende elasticiteit, terwijl het tegelijkertijd extreem licht is.

Sportbitjes en gebitsbeschermers van BIOPLAST® worden op maat gemaakt door tandtechnici in samenwerking met uw tandarts. Dit zorgt ervoor dat uw persoonlijke gebitsbeschermer perfect aansluit op de eisen van elke sport.

Voor elke behoefte

Drie soorten gezichtsmaskers

BIOPLAST® MASTER

- Bewezen, tweelaags gezichtsmasker
- Voor alle recreatieve sportactiviteiten
- Tweelaagse folieconstructie met hoge bescherming en draagcomfort
- 10 kleurencombinaties beschikbaar om uit te kiezen

BIOPLAST® XTREME

- met geïntegreerd verstevigingssegment in het gebied van de voortanden
- geschikt voor contactsporten, omdat het beschermt tegen harde stoten op kleine oppervlakken
- tweelaagse filmconstructie voor optimale bescherming en draagcomfort

BIOPLAST® XTREME PRO

- met geïntegreerd verstevigingssegment en extra hard-elastische tussenlaag in het voorste tandgebied
- drielaagse filmstructuur voor maximale bescherming en draagcomfort
- voor contactsporten in professionele sporten met verwachte kleine-oppervlakte- en harde impacts (Impactkrachten worden verdeeld over een groot oppervlak)

"Veel sportongevallen gaan gepaard met letsel aan het tandvlees en de tanden."