



BIOPLAST®
XTREME

Perfektionist
ein Lächeln zu beschützen.



Der optimale und sichere Mundschutz für jeden Einsatz.

BIOPLAST®

Passgenauer Mundschutz

in wenigen Schritten.

1 Beratung beim Zahnarzt

Zielgerichtet auf die ausgeübte Sportart oder Freizeitaktivität berät Sie oder Ihr Kind Ihr Zahnarzt bei der Auswahl des optimalen Mundschutzes.

2 Abformung

Eine Abformung des Ober- und Unterkiefers ist die Basis zur Herstellung des Sport-Mundschutzes.

3 Fertigung des Mundschutzes

Er wird präzise und individuell im Labor hergestellt. Er umschließt die oberen Zahnreihen und hat einen leichten Einbiss für die unteren Zähne.

4 Anprobe und Kontrolle

Der Sitz wird von Ihrem Zahnarzt in regelmäßigen Abständen geprüft und bei Bedarf individuell angepasst.

Überreicht von:

SCHAU

DE 5.000/10/16 G REF 0308.01



www.scheu-dental.com

SCHAU
Dental Technology

Innovativer Aufbau

Erste Tiefziehfolie mit zwei verschiedenen Härtegraden.

1 Bester Tragekomfort

Der individuelle Mundschutz hat eine optimale Passform. Beim Sport stabilisiert der eingearbeitete leichte Einbiss die Zähne im Unterkiefer.

2 kombinierbar

Ausblockungen gewährleisten bei Brackets, dass der Behandlungsablauf nicht beeinträchtigt wird.

3 große Wirkung

Durch das Tragen des Mundschutzes reduziert sich die Verletzungsgefahr von Lippen, Zähnen, Kiefer und Kiefergelenken erheblich.

4 schlagabsorbierend

Die Schlagkraft wird elastisch aufgenommen und zeitverzögert abgemildert übertragen.

5 hygienisch

Zur schonenden Pflege sind **CETRON®** Reinigungspulver, Zahnbürste und Zahnpasta geeignet.

BIOPLAST®
XTREME

BIOPLAST®
XTREME PRO



BIOPLAST®

Was ist das?


BIOPLAST® ist ein hochwertiges Ethylen-Vinylacetat (EVA), das sich durch erstklassige Dämpfungseigenschaften und eine überragende Elastizität bei gleichzeitig extrem geringem Gewicht auszeichnet.

Sport- und Mundschutz aus BIOPLAST® wird von Zahntechnikern in Zusammenarbeit mit Ihrem Zahnarzt ganz individuell für Sie hergestellt. So ist gewährleistet, dass Ihr persönlicher Mundschutz auf die Erfordernisse sämtlicher Sportarten angepasst werden kann.



Für jede Anforderung

Drei Mundschutz-Typen




BIOPLAST® MASTER

- bewährter, zweischichtiger Mundschutz
- für alle Aktivitäten im Freizeitsport
- zweischichtiger Folienaufbau mit hohem Schutz und Tragekomfort
- es stehen 10 Farbkombinationen zur Auswahl



BIOPLAST® XTREME




BIOPLAST® XTREME

- mit integriertem Verstärkungsegment im Frontzahnbereich
- geeignet für Kontaktsportarten, da er vor harten und kleinflächigen Schlägen schützt
- zweischichtiger Folienaufbau mit bestem Schutz und Tragekomfort



BIOPLAST® XTREME PRO



BIOPLAST® XTREME PRO

- mit integriertem Verstärkungsegment und ergänzender hart-elastischer Zwischenlage im Frontzahnbereich
- dreischichtiger Folienaufbau für ein Höchstmaß an Schutz und Tragekomfort
- für Kontaktsportarten im Profisport mit zu erwartenden kleinflächigen und harten Schlägen (Schlagkräfte werden großflächig verteilt)



„Eine Vielzahl von Sportunfällen geht mit Verletzungen des Zahnhalteapparates und der Zähne einher.“

