




Hygiëne is een voorwaarde sine qua non in de dentale praktijk. Cavex levert daarvoor effectieve en efficiënte hulpmiddelen die mens en milieu niet schaden. Afgestemd op de eisen van tandartsen, specialisten, assistentes en tandtechnici. Your impression is our concern

Een revolutionaire nieuwe desinfecteer- en reinigingsvloeistof voor alginaat-, polyether- en siliconenafdrukken. Veilig, snel en effectief.

De perfecte desinfecteervloeistof voor alginaat en siliconen doodt bacteriën, schimmels en virussen efficiënt, zonder het oppervlak van de afdruk aan te tasten. Cavex ImpreSafe is een niet-toxische vloeistof zonder aldehyde, die al binnen 3 minuten werkzaam is. Dankzij deze korte contacttijd blijft het oppervlak van de afdruk 100% intact; het eindresultaat wordt niet nadelig beïnvloed. Het Cavex ImpreSafe-systeem is gebruiksvriendelijk en bestaat uit 1 liter Cavex ImpreSafe, een desinfecteer container, gripzakjes en een timer.



Cavex ImpreSafe; reiniging- en desinfecteervloeistof voor alginaat- en siliconenafdrukken.

● Snel en efficiënt

Binnen slechts 3 minuten doodt Cavex ImpreSafe bacteriën, schimmels en virussen. Vanwege de korte contacttijd en de unieke samenstelling heeft Cavex ImpreSafe - in tegenstelling tot andere desinfecterende vloeistoffen - **geen negatief effect op het oppervlak van de afdruk.**

● Geconcentreerd

Cavex ImpreSafe is een concentraat en vraagt weinig opslagruimte. 30 ml Cavex ImpreSafe is voldoende voor 1 liter desinfecterende vloeistof. Dus: **1 fles Cavex ImpreSafe staat gelijk aan 33 liter kant-en-klare desinfecterende vloeistof.** De fles is voorzien van een gemakkelijk te gebruiken doseersysteem.

● Veilig

Cavex ImpreSafe is 100% aldehydevrij, zodat deze niet-toxische vloeistof uiterst veilig in gebruik is. Cavex ImpreSafe heeft een aangename, neutrale geur. Cavex ImpreSafe wordt als compleet systeem geleverd. Het systeem omvat 1 liter Cavex ImpreSafe desinfecterende vloeistof, een desinfecteer container, gripzakjes, een timer en een protocol.

● Compleet systeem

Cavex ImpreSafe is uitvoerig getest door toonaangevende laboratoria (kijk op www.cavex.nl voor de officiële testrapporten) en heeft zich bewezen als een betrouwbare en uiterst efficiënte desinfecteer vloeistof. Het product **voldoet aan de DGHM-richtlijnen en aan de normen EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14561 en EN 14562.**

● Betrouwbaar en zeker

Cavex ImpreSafe en accessoires worden geleverd door uw dental depot. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Cavex, +31 23 530 77 00 of www.cavex.nl



Assortiment:

- HA053** Cavex ImpreSafe Starterkit
- HA050** Cavex ImpreSafe Desinfecterende vloeistof
- HA020** Cavex ImpreSafe Container

CAVEX YOUR IMPRESSION IS OUR CONCERN