

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn **1907/2006 (REACH)**

megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /

megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH Zieweg 20 D-63654 Büdingen Status: 22 oktober 2015 Pagina: 1 van 7
--

Paragraaf 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van het bedrijf

1.1 Productidentificatie:

Handelsnaam: megafeel/ megafeel Extra Hard/ megafeel EXACT/ megafeel GIPS

1.2 Beoogd gebruik: Hydrocolloïde, tandheelkundig hulpmiddel op basis van agar-agar voor het vervaardigen van omkeerbare gelkopieën.

1.3 Fabrikant/Leverancier: megadental GmbH
Seeweg 20
D-63654 Büdingen
E-mail: info@megadental.de
Website: www.megadental.de

1.4 Contactnummer voor noodgevallen: Afdeling Kwaliteitsmanagement, dhr. Murat Büyüç
Tel: +49 (0) 6042 9755 0
Fax: +49 (0) 6042 9755 20

Paragraaf 2: Potentiële gevaren

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel:

Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 1999/45/EC.

2.2 Etiketteringselementen:

Niet van toepassing.

2.3 Overige gevaren:

Geen gegevens beschikbaar.

Paragraaf 3: Samenstelling / Informatie over ingrediënten

3.2. Mengsels / Chemische karakterisering

Gevaarlijke ingrediënten

Het mengsel bevat geen declareerbare stoffen zoals gedefinieerd in Verordening 1907/2006 (REACH), Bijlage II.

Chemische karakterisering:

Mengsel van water, glycerol en polysacchariden

Glycerol:

Chemische naam: 1,2,3-propaantriol C₃H₈O₃

CAS-nr.: 56-81-5

EINECS-nr.: 2002895

MIT-nr.: 2-242

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn **1907/2006 (REACH)**

megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /

megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH Zieweg 20 D-63654 Büdingen Status: 22 oktober 2015 Pagina: 2 van 7
--

Paragraaf 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van eerstehulpmaatregelen:

Algemene informatie:

Bij risico op bewusteloosheid, bewaren en vervoeren in de stabiele zijligging. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden. Verwijder onmiddellijk besmette kleding en schoenen en reinig deze grondig alvorens ze opnieuw te gebruiken.

Na inademing:

Inademing van het product is onwaarschijnlijk. Er zijn geen speciale maatregelen nodig.

Na contact met de ogen:

Verwijder contactlenzen, houd de oogleden open en spoel grondig met schoon, stromend water gedurende ten minste 15 minuten. Raadpleeg een oogarts.

Na contact met de huid:

Spoel met water en zeep.

Na inslikken:

Spoel onmiddellijk de mond en drink veel water. Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

4.2 Belangrijkste acute en vertraagde symptomen en effecten:

Geen informatie beschikbaar.

4.3 Indicatie voor onmiddellijke medische aandacht of speciale behandeling:

Symptomatische behandeling.

Paragraaf 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Geschikte blusmiddelen:

Schuim, bluspoeder, kooldioxide, waternevel

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen ongeschikt zijn:

Waterstraal

5.2 Bijzondere gevaren van de stof of het mengsel:

Kan koolmonoxide en kooldioxide vrijgeven bij brand

5.3 Speciale beschermingsmiddelen voor brandweerlieden:

Gebruik ademhalingsapparatuur met perslucht (SCBA).

Opmerking voor brandweerlieden:

Het product zelf brandt niet! Pas blusmiddelen en brandbestrijdingsmaatregelen aan de omgevingsbrand aan. Gebruik ademhalingsapparatuur met perslucht. Draag beschermende kleding.

Paragraaf 6: Maatregelen in geval van onbedoelde lozing

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Geen informatie beschikbaar. Persoonlijke beschermingsmiddelen – zie paragraaf 8.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen:

Voorkom lozing in riolering/oppervlaktewater/grondwater.

6.3 Methoden en materialen voor insluiting en opruiming:

Mechanisch verzamelen, op de juiste wijze afvoeren.

6.4 Verwijzingen naar andere paragrafen:

Veilig hanteren: zie paragraaf 7.

Persoonlijke beschermingsmiddelen: zie paragraaf 8.

Afvoer: zie paragraaf 13.

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn **1907/2006 (REACH)**
megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /
megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH Zieweg 20 D-63654 Büdingen Status: 22 oktober 2015 Pagina: 3 van 7
--

Paragraaf 7: Hantering en opslag

7.1 Beschermingsmaatregelen voor veilig gebruik:

Instructies voor veilig gebruik:

Houd de verpakking goed gesloten.

Instructies voor brand- en explosiebeveiliging:

Geen speciale maatregelen vereist.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag:

Eisen voor opslagruimten en containers

Opslag: droog; containers goed gesloten houden.

Niet bewaren met: explosieve stoffen; sterke oxidatiemiddelen

Opslagklasse volgens TRGS 510

10-13 overige vloeistoffen en vaste stoffen (niet LGK 1-8)

7.3 Specifieke eindgebruiken:

Productie van tandheelkundige producten.

Paragraaf 8: Beperking en monitoring van blootstelling / Persoonlijke beschermingsmiddelen

8.1 Te bewaken parameters:

8.2 Blootstellingslimieten en monitoring:

Algemene beschermingsmaatregelen:

Er zijn geen parameters beschikbaar om te bewaken.

Hygiënemaatregelen:

Houd u aan de standaard hygiënevoorschriften op de werkplek. Zorg na het werk voor een grondige reiniging en verzorging van de huid.

Ademhalingsbescherming:

Als de blootstellingslimieten op de werkplek worden overschreden, moet geschikte ademhalingsbescherming worden gedragen. Als er geen blootstellingslimieten op de werkplek bestaan, moeten adequate ademhalingsbeschermingsmaatregelen worden genomen als er stof vrijkomt.

Handbescherming:

Bij mogelijk huidcontact met het product biedt het gebruik van handschoenen, getest volgens normen zoals EN 374, voldoende bescherming. De beschermende handschoen moet altijd worden gecontroleerd op geschiktheid voor de specifieke werkplek (bijv. mechanische weerstand, productcompatibiliteit, antistatische eigenschappen). Volg de instructies en informatie van de handschoenfabrikant met betrekking tot het gebruik, de opslag, het onderhoud en de vervanging van de handschoenen. Beschermende handschoenen moeten onmiddellijk worden vervangen als ze beschadigd zijn of de eerste tekenen van slijtage vertonen. Werkprocessen moeten zo worden ingericht dat het niet nodig is om continu handschoenen te dragen.

Oogbescherming:

Sluit de veiligheidsbril goed af.

Paragraaf 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten:

Toxicokinetiek, metabolisme en Verspreiding van acute toxiciteit:

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Irriterende en bijtende effecten

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Sensibiliserende effecten

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

Specifieke orgaantoxiciteit na eenmalig gebruik blootstelling

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn **1907/2006 (REACH)**

megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /

megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH
Zieweg 20
D-63654 Büdingen
Status: 22 oktober 2015
Pagina: 5 van 7

**Ernstige gevolgen na herhaalde
of langdurige blootstelling**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet
voldaan aan de classificatiecriteria.

**Kankerverwekkende, mutagene
en reproductietoxische effecten**

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet
voldaan aan de classificatiecriteria.

Risico op aspiratie

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet
voldaan aan de classificatiecriteria.

**Overige informatie met betrekking
Tot examens**

Het mengsel wordt geclassificeerd als niet-gevaarlijk
in de zin van Richtlijn 999/45/EC.

Paragraaf 12: Milieu-informatie

12.1. Toxiciteit:

Het product is niet: ecotoxisch.

12.2. Resistentie en afbreekbaarheid:

Het product is niet getest.

12.3. Bioaccumulatiepotentieel:

Het product is niet getest.

12.4. Mobiliteit in de bodem:

Het product is niet getest.

12.5. Resultaten van PBT- en vPvB-onderzoek: Het product is niet getest.

12.6. Overige schadelijke effecten:

Er is geen informatie beschikbaar.

Meer informatie:

Voorkom lozing in het milieu.

Paragraaf 13: Instructies voor afvalverwerking

13.1 Afvalverwerkingsprocedures:

Product:

Het afval is niet gevaarlijk. De verwijdering dient te geschieden in overeenstemming met de voorschriften, na overleg met de verantwoordelijke lokale overheid en het afvalverwerkingsbedrijf, bij een geschikte en erkende faciliteit.

Ongezuiverde verpakkingen

Verontreinigde verpakkingen dienen zo volledig mogelijk te worden gelegegd; ze kunnen vervolgens na een geschikte professionele reiniging opnieuw worden gebruikt. Verpakkingen die niet kunnen worden gereinigd, moeten op de juiste wijze worden afgevoerd. Onverontreinigde verpakkingen kunnen worden gerecycled.

Paragraaf 14: Informatie over vervoer

Landtransport (ADR/RID):

- | | |
|--|--|
| 14.1. UN-nummer: | Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften. |
| 14.2. Juiste verzendnaam: | Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften. |
| UN-verzendnaam: | |
| 14.3. Transportgevaarenklassen: | Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften. |
| 14.4. Verpakkingsgroep: | Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften. |

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn 1907/2006 (REACH)

megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /

megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH
Zieweg 20
D-63654 Büdingen
Status: 22 oktober 2015
Pagina: 6 van 7

Binnenvaart (ADN):

- 14.1. VN-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.2. Correcte verzendnaam van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.3. Transportgevarenklassen:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.

Zettransport (IMDG):

- 14.1. VN-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.2. Correcte verzendnaam van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.3. Transportgevarenklassen:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.

Luchtvervoer (ICAO):

- 14.1. VN-nummer:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.2. Correcte verzendnaam van de VN:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.3. Transportgevarenklassen:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.
- 14.4. Verpakkingsgroep:** Niet geclassificeerd als gevaarlijke goederen volgens deze transportvoorschriften.

14.5. Milieugevaren:

MILIEUGEVAARLIJK: Nee

14.6. Bijzondere voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker: Er is geen informatie beschikbaar.

14.7. Vervoer van bulkgoederen in overeenstemming met bijlage II van het MARPOL-verdrag 73/78 en in overeenstemming met de IBC-code: niet van toepassing

Paragraaf 15: Juridische bepalingen

15.1. Veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingsvoorschriften/specifieke wetgeving voor de stof of het mengsel:

EU-voorschriften

Aanvullende informatie

Let op: 850/2004/EC, 79/117/EEC, 689/2008/EC

Nationale voorschriften

Houd rekening met de arbeidsbeperkingen voor jongeren (§ 22 JArbSchG). Houd rekening met de beperkingen voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven (§§ 4 en 5 MuSchRiV). Arbeidsbeperking:
Watergevaarenklasse: 1 - licht gevaarlijk voor water

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling:

Er zijn geen chemische veiligheidsbeoordelingen uitgevoerd voor de stoffen in dit mengsel.

Paragraaf 16: Overige informatie

Geen

EU-veiligheidsinformatieblad volgens EU-richtlijn **1907/2006 (REACH)**

megafeel / megafeel Extra Hard / megafeel EXACT /

megafeel GIPS (Reversible Duplicating Gel)

megadental GmbH Zieweg 20 D-63654 Büdingen Status: 22 oktober 2015 Pagina: 7 van 7
--

Meer informatie:

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad komt naar ons beste weten overeen met de informatie op het moment van drukken.

De informatie is bedoeld om u richtlijnen te geven voor de veilige hantering van het in dit veiligheidsinformatieblad genoemde product tijdens opslag, verwerking, transport en verwijdering.

De informatie is niet overdraagbaar op andere producten. Indien het product wordt gemengd, vermengd of verwerkt met andere materialen, of een andere behandeling ondergaat, kan de informatie in dit veiligheidsinformatieblad niet worden overgedragen op het resulterende nieuwe materiaal, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Deze informatie vormt geen garantie voor de eigenschappen van het/de beschreven product(en) in de zin van de wettelijke garantiebepalingen. Raadpleeg de betreffende productinformatiebladen voor leveringsspecificaties.

(De gegevens over gevaarlijke stoffen zijn afkomstig uit het meest recente veiligheidsinformatieblad van de leverancier.)

Vanaf mei 2015/ra